

A decorative graphic on the right side of the page consists of three blue circles of varying sizes and two thin blue lines. One line starts from the top left and extends towards the center, passing near the top and middle circles. Another line starts from the top right and extends towards the bottom right, passing near the middle and bottom circles. The circles are semi-transparent and have a gradient effect.

# Aplikacja csAdm

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wersja 1.0.0.14

**PTI ICTPL**  
**01-03-2011**

## *Spis treści*


Wprowadzenie do aplikacji csAdm .....	2
Uruchamianie aplikacji csAdm .....	2
Tworzenie kopii bazy danych systemu CRONSOR.....	2
Odtworzenie bazy danych systemu CRONSOR z kopii .....	2
Uaktualnienie wersji systemu CRONSOR .....	2

## Wprowadzenie do aplikacji csAdm

Aplikacja csAdm jest specjalizowanym narzędziem administracyjnym przeznaczonym do współpracy z systemem CRONSOR. Służy do sporządzania kopii bazy danych, odtwarzania bazy danych z kopii oraz do aktualizacji systemu CRONSOR. Aplikacje csAdm można uruchomić wyłącznie na serwerze z systemem CRONSOR.

## Uruchamianie aplikacji csAdm

W pasku narzędziowym kliknij lewym przyciskiem myszki ikonę **Start**. Na rozwiniętej liście programów kliknij

lewym przyciskiem myszki ikonę  csAdm .

## Tworzenie kopii bazy danych systemu CRONSOR

Aby utworzyć kopię bazy danych systemu CRONSOR użyj przycisku polecenia **Utwórz kopię bazy danych systemu CRONSOR**. Zostanie uruchomiony proces tworzenia kopii, którego postęp jest uwidoczniiony w dodatkowym oknie systemowym. Po pozytywnym zakończeniu procedury zostanie wyświetlony stosowny komunikat.

Uwaga. Pliki kopii bazy danych systemu zostaną utworzone w katalogu: C:\SOR2\CRONSOR\bckCronsorDb.

## Odtworzenie bazy danych systemu CRONSOR z kopii

Aby odtworzyć bazę danych systemu CRONSOR z kopii użyj przycisku polecenia **Odtwórz bazę danych systemu CRONSOR z kopii**. Zostanie uruchomiony proces odtwarzania bazy danych systemu z kopii, którego postęp jest uwidoczniiony w dodatkowym oknie systemowym. Po pozytywnym zakończeniu procedury zostanie wyświetlony stosowny komunikat.

Uwaga. Warunkiem poprawności przebiegu procesu odtworzenia bazy danych systemu CRONSOR jest zlokalizowanie plików kopii bazy w katalogu: C:\SOR2\CRONSOR\resCronsorDb.

## Uaktualnienie wersji systemu CRONSOR

Aby uaktualnić wersję systemu użyj przycisku polecenia **Uaktualnij wersję systemu CRONSOR**. Zostanie uruchomiony proces uaktualniania wersji systemu. Po zakończeniu procedury zostanie wyświetlony stosowny komunikat

Uwaga. Warunkiem poprawności przebiegu procesu uaktualnienia wersji systemu jest zlokalizowanie plików aktualizacyjnych w katalogu: C:\SOR2\CRONSOR\newCronsorApp. **Uaktualnienie wersji systemu CRONSOR należy przeprowadzać po wcześniejszym upewnieniu się, że wszyscy użytkownicy są wylogowani.**